




實驗一【碘的化學反應】				
品項	器材照片	數量	前置 / 用途 / 注意事項	準備進度 / 備註
實驗衣		一人一件	事前確認乾淨程度以及尺寸	總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
50ml 量筒	10、50、100mL 玻璃量筒 	一組一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
廣口瓶 + 玻璃蓋	廣口瓶 玻璃片 	一組兩份	玻璃蓋須完全蓋住廣口瓶的瓶口	總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
燃燒匙	燃燒匙 	一組兩支		總數： ☐ 完成
護目鏡	護目鏡 	一人一副		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
口罩		一人一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售


乳膠手套	手套 / 無粉手套 	一人一雙		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
防風打火機		全班一支		總數： ☐ 完成
抹布		一組一條		總數： ☐ 完成
滴管		一組一支		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
A4 鐵盤		一組一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售

35%雙氧水		一組 50ml		總數： ☐ 完成
碘液		一組 10ml		總數： ☐ 完成
硫粉		一組 1g		總數： ☐ 完成

實驗二【碘與維生素 C 的反應】				
品項	器材照片	數量	前置 / 用途 / 注意事項	準備進度
500ml 燒杯	500mL燒杯 	一組一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售

碘液		一組 10ml		總數： ☐ 完成
維生素 C 發泡錠		全班一罐		總數： ☐ 完成
滴管		一組一支		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
1000 毫升 量杯	1000mL塑膠量杯 	一組一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
抹布		一組一條		總數： ☐ 完成
實驗三【檢驗食物中的維生素 C】				
品項	器材照片	數量	前置 / 用途 / 注意事項	準備進度

澱粉水		全班一杯	全班 200 毫升水加入 2 公克澱粉，補充澱粉溶解度低，需要加入過量達飽和	總數： ☐ 完成
果汁		一組一瓶	除檸檬汁外，成分有含有維生素 C 果汁，如綜合果汁、番茄汁、每日 C 系列等	總數： ☐ 完成
檸檬原汁		一組 20ml		總數： ☐ 完成
維生素 C 發泡錠		全班一罐		總數： ☐ 完成
1000 毫升量杯	1000mL塑膠量杯 	一組一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
滴管		一組一支		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
100ml 燒杯	100mL燒杯 	一組一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售

試管	15*150mm外徑 × 長度(mm)試管 / 試管架 	一組三支		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
試管架	15*150mm外徑 × 長度(mm)試管 / 試管架 	一組一個		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
電子秤 (含電池)	電子秤 (秤重範圍 0.5g ~ 3000.0g) 	一組一台		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
藥匙	不銹鋼藥匙 	一組三支		總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售