


實驗一【尋找哺乳動物】				
品項	器材照片	數量	前置 / 用途 / 注意事項	準備進度 / 備註
實驗衣		一人一件	事前確認乾淨程度以及尺寸	總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
複式顯微鏡		全班兩台	觀察永久玻片使用	總數： ☐ 完成
手持顯微鏡		全班一台	老師操作，讓學生輪流觀察	總數： ☐ 完成
蛙血球永久玻片		全班一片	需染色後的血球永久玻片	總數： ☐ 完成
人血球永久玻片		全班一片	需染色後的血球永久玻片	總數： ☐ 完成
100 度溫度計		一人一支	可使用正負 50 度溫度計替代	總數： ☐ 完成 ☐ 黑洞有販售
放大鏡		一人一把	不限款式，可正常觀察，有放大效果即可	總數： ☐ 完成
電子白板或投影設備		全班一台	課程投影使用	總數： ☐ 完成
心臟模型		全班一個	需要可觀察到兩心房兩心室構造	總數： ☐ 完成

實驗二【哺乳動物超能力】				
品項	器材照片	數量	前置 / 用途 / 注意事項	準備進度
電子白板 或投影設備		全班 一台	課程投影使用	總數： ☐ 完成